

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/14-2020.06.08. Változat: 2
Tárgy: Betegtájékoztató pajzsmirigy izotópos vizsgálathoz		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ PAJZSMIRIGY IZOTÓPOS VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztató:

Mire jó a vizsgálat?

A pajzsmirigy izotópos vizsgálatot pajzsmirigy elváltozások (*pajzsmirigy ultrahang vizsgálattal vagy esetleg tapintással kimutatott göbök*) természetének tisztázására (*hideg vagy forró göb*), pajzsmirigy működési zavarok, illetve veleszületett pajzsmirigy alulműködés, valamint bizonytalan nyaki képlet kivizsgálásánál alkalmazzuk, de a pajzsmirigy méretéről is információt nyújt.

Mit tegyünk a vizsgálat előtt?

A pajzsmirigy izotóp vizsgálat előkészítést nem igényel, nem kell éhgyomorra jönnie, de hozza magával pajzsmirigy ultrahang és a pajzsmirigy funkciós (TSH, T3, T4) vizsgálatának eredményét.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Az izotópos vizsgálat egy vénás injekcióból és körülbelül egy óra elteltével egy 5 perces felvételtől áll.

Általános tudnivalók:

A radioaktív anyag, melyet kap, nem rendelkezik semmilyen mellékhatással, allergiás tünetek nem szoktak előfordulni.

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes. Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e, vagy szoptat-e csecsemőt!

A vizsgálat után ehet és ihat, mint máskor. Elmehet bárhová, ahová szeretne.

Amennyiben megoldható a vizsgálat napján tartsa magát távol kisgyermektől és várandós nőktől, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).